

Name:	eZono AG
Adresse:	Spitzweidenweg 32 07743 Jena Germany
Ziel:	Diese Liste enthält geprüfte Nadeltypen von verschiedenen Anbietern die von eZono für den Einsatz mit eZono eZGuide zur Verfügung gestellt werden.
Version:	V 1.2 02/2018

Nadeln die mit dem kurzen Nadelmagnetisierer eZMag verwendet werden können

Anbieter:	Ambu Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup Denmark
Nadel:	Ambu Neuroline Concentric 26G 38mm (REF: 74038-45/25)
Anwendung:	Neurologie
Anbieter:	Ambu Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup Denmark
Nadel:	Ambu Neuroline Monopolar 26G 38mm (REF: 74238-45/40)
Anwendung:	Neurologie
Anbieter:	Teleflex Medical 550 E. Swedesford Road Suite 400 Wayne, PA 19087-1603 USA
Nadel:	Arrow RA Cath Set 20G 44.5mm (REF: RA-04020-SP)
Anwendung:	Gefäßzugang
Anbieter:	Teleflex Medical 550 E. Swedesford Road Suite 400 Wayne, PA 19087-1603 USA
Nadel:	Arrow Spring Wire Guide 20G 38mm (REF: AN-4320)
Anwendung:	Gefäßzugang
Anbieter:	Teleflex Medical 550 E. Swedesford Road Suite 400 Wayne, PA 19087-1603 USA
Nadel:	Arrow StimuQuik Echo 22G 50mm (REF: AB-22050-SSE)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Contiplex S 18G 50mm (REF: 4898750NC)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Contiplex TUOHY 18G 50mm (REF: 331691NC)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Plexufix 24G 50mm (REF: 4891562)
Anwendung:	Plexusanästhesie ("Single Shot" - Technik)
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Sterican 21G 40mm (REF: 4657519)
Anwendung:	Hypodermische Nadel
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Sterican 21G 50mm (REF: 4665503)
Anwendung:	Hypodermische Nadel

Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Sterican 21G 80mm (REF: 4665465)
Anwendung:	Hypodermische Nadel
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Sterican 23G 60mm (REF: 4665600)
Anwendung:	Hypodermische Nadel
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Sterican 25G 16mm (REF: 4657853)
Anwendung:	Hypodermische Nadel
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Sterican 26G 25mm (REF: 4657683)
Anwendung:	Hypodermische Nadel
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Sterican 27G 20mm (REF: 4657705)
Anwendung:	Hypodermische Nadel
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Stimuplex A 22G 50mm (REF: 4894502)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Stimuplex D 22G 80mm (REF: 4894154N)
Anwendung:	für isolierte Nervenblockaden
Anbieter:	Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes New Jersey 07417-1880 USA
Nadel:	BD Arterial Cannula 20G 45mm (REF: 682245)
Anwendung:	arterieller Zugang
Anbieter:	Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes New Jersey 07417-1880 USA
Nadel:	BD Eclipse Nadel 27G 40mm (REF: 302436)
Anwendung:	Hypodermatische Injektion
Anbieter:	Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes New Jersey 07417-1880 USA
Nadel:	BD Insyte Autoguard 20G 30mm (REF: 381434)
Anwendung:	Gefäßzugang
Anbieter:	Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes New Jersey 07417-1880 USA
Nadel:	BD Insyte Autoguard 20G 48mm (REF: 381437)
Anwendung:	Gefäßzugang
Anbieter:	Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes New Jersey 07417-1880 USA
Nadel:	BD Insyte Autoguard 24G 19mm (REF: 381412)
Anwendung:	Gefäßzugang
Anbieter:	Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes New Jersey 07417-1880 USA
Nadel:	BD Insyte-W 20G 48mm (REF: 381337)
Anwendung:	Gefäßzugang

Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk SonoLong Echo 22G 50mm (REF: 531185-31A)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk SonoPlex Echo 22G 50mm (REF: 001185-74)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	SMITHS Ashford UK
Nadel:	SMITHS JELCO 18G 32mm (REF: 7065)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	TEMENA Almeria Spain
Nadel:	Temena Echo Hybrid 22G 55mm (REF: EH055-22)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	TEMENA Almeria Spain
Nadel:	Temena UPC50 22G 50mm (REF: 92050-22)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	Terumo Corporation 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0072 Japan
Nadel:	TERUMO CV legaforce EX 21G 43mm (REF: unspecified)
Anwendung:	Gefäßzugang
Anbieter:	Terumo Corporation 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0072 Japan
Nadel:	TERUMO CV legaforce EX 21G 76mm (REF: unspecified)
Anwendung:	Gefäßzugang
Anbieter:	UNISIS 7th Fl. Mitsumi-Sumitomo Bank Okachimachi-Bldg. 4-11-4 Taito, Taito-Ku Tokyo, Japan 110-0016
Nadel:	UNISIS Uniever Nerve Block 22G 50mm (REF: 4373371)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	Vygon Head Office 5 Reu Adeline 95440 Ecoen France
Nadel:	Vygon Echoflex 22G 50mm (REF: 6194.503)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	Vygon Head Office 5 Reu Adeline 95440 Ecoen France
Nadel:	Vygon seldisafe 18G 70mm (REF: 219.131)
Anwendung:	Sicherheitsnadel für venöse oder arterielle Punktion (Seldinger Insertion)

Nadeln die mit dem langen Nadelmagnetisierer eZMagL verwendet werden können

Anbieter:	Ambu Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup Denmark
Nadel:	Ambu Neuroline Concentric 23G 75mm (REF: 74075-65 25)
Anwendung:	Neurologie
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Pencan 25G 88mm (REF: 4502043-13)
Anwendung:	Spinalanästhesie
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Plexufix 24G 50mm (REF: 4891562)
Anwendung:	Plexusanästhesie ("Single Shot" - Technik)

Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Sterican 21G 50mm (REF: 4665503)
Anwendung:	Hypodermische Nadel
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Sterican 21G 80mm (REF: 4665465)
Anwendung:	Hypodermische Nadel
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Sterican 23G 60mm (REF: 4665600)
Anwendung:	Hypodermische Nadel
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Stimuplex Ultra360 22G 50mm (REF: 4892505-01)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Stimuplex Ultra360 22G 80mm (REF: 4892508-01)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Ultraplex360 20G 100mm (REF: 4892610)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany
Nadel:	BBraun Ultraplex360 22G 80mm (REF: 4892608-01)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes New Jersey 07417-1880 USA
Nadel:	BD Spinal Needle 20G 90mm (REF: 405253)
Anwendung:	Spinalanästhesie
Anbieter:	Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes New Jersey 07417-1880 USA
Nadel:	BD Spinal Needle 22G 90mm (REF: 405256)
Anwendung:	Spinalanästhesie
Anbieter:	M. Schilling GmbH Medical Products In den Kappeswiesen 18 63571 Gelnhausen Germany
Nadel:	M. Schilling Quincke Bevel 18G 90mm (REF: SPN1890)
Anwendung:	Spinalanästhesie
Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk SonoPlex STIM 20G 120mm (REF: 001185-72)
Anwendung:	Ultraschallgesteuerte Plexusanästhesie
Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk SonoPlex Stim cannula 21G 100mm (REF: 001185-77)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk SonoPlex Stim cannula 22G 40mm (REF: 001185-70)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk SonoPlex Stim cannula 22G 50mm (REF: 001185-74)
Anwendung:	Regionalanästhesie

Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk SonoPlex Stim cannula 22G 80mm (REF: 001185-71)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk SonoTAP cannula 22G 50mm (REF: 1185-3E050)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk SonoTAP cannula 22G 80mm (REF: 1185-3E080)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk SonoTAP cannula 24G 40mm (REF: 1185-3Y040)
Anwendung:	Regionalanästhesie
Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk Sprotte Lumbal cannula 18G 120mm (REF: 321151-30F)
Anwendung:	Epiduralanästhesie
Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk Sprotte Lumbar cannula 21G 90mm (REF: 321151-31A)
Anwendung:	Lumbalpunktion
Anbieter:	PAJUNK Medizintechnologie GmbH Karl-Hall-Straße 1 78187 Geisingen Germany
Nadel:	Pajunk Tuohy 19G 90mm (REF: 1150-4I090)
Anwendung:	Epiduralanästhesie
Anbieter:	Sterylab S.r.l. Via Magenta 77/6 20017 Rho (Milan) Italy
Nadel:	Sterylab Echowiba 22G 110mm (REF: ECX2211)
Anwendung:	Feinnadelaspiration / Feinnadelbiopsie
Anbieter:	Vygon Head Office 5 Reu Adeline 95440 Ecoen France
Nadel:	Vygon locoplex 20G 120mm (REF: 5194.12)
Anwendung:	Elektro-Neuro-Stimulationsnadel für Plexus und periphere Nervenblockaden
Anbieter:	Vygon Head Office 5 Reu Adeline 95440 Ecoen France
Nadel:	Vygon microsite 2FR MST KIT 25G 20mm (REF: 1147.02)
Anwendung:	Zentralvenenkatheter
Anbieter:	Vygon Head Office 5 Reu Adeline 95440 Ecoen France
Nadel:	Vygon seldisafe 18G 70mm (REF: 219.131)
Anwendung:	Sicherheitsnadel für venöse oder arterielle Punktion (Seldinger Insertion)